


New !!

顕微鏡下での実験に適した コンパクトチップホルダー、コンパクトチップコネクタ



☆コンパクトチップホルダー

コンパクト設計により、従来品の1 / 2の厚みにダウンサイズしました。
SUS製で強度は従来品と同等以上です。
顕微鏡下での実験に適した形状に仕上がりました！

☆コンパクトチップコネクタ

新設計により、配管を横から出せるガイド構造になりました。
正立顕微鏡を用いた際に干渉しにくい配管を実現しました！