



2018年
特注品ガラスチップキャンペーン

6月、7月がお得！

弊社にとって初めての試みです。
是非、この期間中にお申込みください。

受付期間：2018年6月1日～7月20日

2018年 特注品ガラスチップキャンペーンのご案内

期間中は、出来るだけ多様なご要望に応えながら、従来価格よりも20%～40%程度安くなるように、ご提供させていただきます。

キャンペーン受付期間：2018年6月1日～7月20日

上記期間中に、弊社へ製造に必要な寸法入り図面を作成の上でご相談頂き、技術的に製造可能と判断させて頂いた場合、受付させていただきます。それら製品は、すべてをキャンペーン対象品とさせていただきます。

注)

- 納期は、正式受注後、6週間～8週間後となりますのでご承知おき下さい。
- 流路の長さ、デザインは、原則、価格には影響しません。

受付までの手順

- 1) 弊社Website問い合わせ画面からアクセスして下さい
- 2) 受付、あるいは担当者から返信させていただきます
- 3) 図面（寸法入りPDF）送付（打ち合わせ）
- 4) 設計図の了解
- 5) 見積書提示（代理店経由あり）
- 6) 発注/受注
- 7) 製造（約4週間～）
- 8) 納品（代理店経由あり）

キャンペーン対象品の製品に関して

- 素材：ホウケイ酸ガラス
- チップサイズ：W70mm×D30mm×H1.4mm
- 加工方法：ウェットエッチング
- 流路幅：20μm～
- 流路深さ：1～150μm
- アスペクト比 およそ2：1～
- Inlet、outlet穴径：0.5mm以上

キャンペーン価格（税別）例

1枚注文の場合：240,000円（税別）～

2枚注文の場合：420,000円（税別）～；1枚当たり210,000円（税別）～

3枚注文の場合：575,000円（税別）～；1枚当たり191,666円（税別）～

* 複数枚を製造依頼される場合、異なるチップデザインを含んでも合計価格は変わりません

キャンペーン対象外の加工

- ・ ガラス基板サイズが異なる（ガラスの切り出しが必要になります）
- ・ 石英ガラス素材
- ・ 疎水処理などの表面処理
- ・ 切削加工による流路
- ・ 2段階エッチング

* 上記の加工をご希望される場合は、別途ご相談下さい。



マイクロ化学技研株式会社

<https://www.i-mt.co.jp/>

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 KSP西棟 713A
TEL: 044-811-6521 FAX: 044-814-5545